

Le lit de soins intensifs «multicare»  
convainc avec des nouveautés mûrement réfléchies

## Technologie de pointe à commande intuitive

Un bon lit de soins intensifs remplit trois conditions: il encourage le processus de guérison, empêche les complications dues à l'immobilisation et facilite au maximum les processus de soins et de traitements. Les deux hôpitaux lucernois de Sursee et Wolhusen misent sur «multicare» – pour des raisons différentes.

Depuis juillet dernier, l'hôpital cantonal lucernois de Wolhusen a mis en service un lit de soins intensifs «multicare» dans sa station intensive interdisciplinaire. «Il offre beaucoup de possibilités – un vrai lit à la pointe de la technologie, mais qui reste facile à utiliser», déclare Kristien Menten, cheffe du service des soins intensifs. «Les écrans tactiles fixés aux deux barrières de sûreté latérale sont pratiques, facilement accessibles quelle que soit la position du lit, et les commandes sont intuitives.»

L'une des particularités est la rotation jusqu'à 60°: elle facilite les soins, par exemple lorsqu'il faut changer les bandages ou les draps de lits, en cas de mobilisation ou lors des soins de peau

et soins hygiéniques. Et cela prévient de plus les problèmes dorsaux du personnel – première maladie du travail dans les soins.

### Prévention et meilleure guérison

La rotation latérale automatique jusqu'à 60°, le système de surface de couchage Ergoforme, ainsi que la position assise orthopédique préviennent des complications typiques dont souffrent les patients immobilisés: diminution de la capacité pulmonaire, atélectase, infections pulmonaires, pneumopathies acquises sous ventilation mécanique (PAVM) et escarres. Les cycles de thérapies peuvent facilement être mémorisés d'avance et de manière individuelle

par le biais de l'écran tactile. La thérapie latérale automatique commence après un cycle de tests contrôlés. Des sets de rembourrages spécialement adaptés à la rotation latérale apportent une stabilisation additionnelle au patient.

Deux nouveautés facilitent le quotidien des soins et augmentent encore plus la sécurité: une 5ème roulette commandée électriquement et positionnée sous le milieu du lit permet de manœuvrer facilement dans les couloirs étroits, les chambres exigües et pendant les longs trajets – le lit peut carrément tourner sur place. En raccordant le lit au secteur, le lit est automatiquement freiné et la 5ème roulette se rétracte dans le châssis. «Nous apprécions grandement le frein automatique – c'est bien sûr beaucoup plus pratique que l'alarme habituelle», dit Annett Wilke, Cheffe du service des soins intensifs à l'hôpital cantonal lucernois de Sursee. Quatre lits «multicare» y sont en service depuis mars de cette année. Trois ou quatre autres vont s'y ajouter dans un laps de temps raisonnable.

### Économique grâce à une technologie de pointe

«multicare» apporte également une aide précieuse dans la surveillance de l'état de santé: le relèveste perméable aux rayons X permet de faire confortablement des radiographies en position allongée. Aptitude au cintrage en C grâce à une structure moderne de levage par pistons – dorénavant, les cassettes de radiographie peuvent être aisément insérées et retirées sous le sommier par le côté. Des interventions cardiologiques mineures peuvent être entreprises directement au lit.

Le système de pesée intégré mesure en permanence le poids du patient et enregistre son



«multicare» est compatible au cintrage en C et permet de faire des radiographies alors que le patient est confortablement allongé – les cassettes de radiographie peuvent être aisément insérées et retirées sous le sommier par le côté.

**Aperçu des nouveautés:**

1. rotation latérale jusqu'à 60° – individuellement programmable pour usage en thérapie cinétique
2. système de pesée avec enregistrement de l'évolution du poids sur une période allant jusqu'à 30 jours
3. 5<sup>ème</sup> roulette abaissable électriquement
4. freinage automatique du lit lors du raccordement au secteur
5. insertion latérale de la cassette de radiographie
6. le système de surface de couchage Ergoframe assure un minimum de force de cisaillement et prévient ainsi du décubitus
7. écran tactile LCD à commande intuitive confortablement installé au niveau des yeux

évolution durant un mois – un facteur important pour la guérison. «Nous apprécions fortement cette nouveauté – en particulier dans les soins intensifs», explique Kristien Mente de l'hôpital de Wolhusen.

Le lit de soins intensifs «multicare» est un concentré de haute technologie – au service du processus de guérison, de la prévention de complications et pour faciliter les soins. Cet ensemble aide à faire des économies de coûts – un argument de poids au regard du système des montants forfaitaires en fonction du diagnostic DRG.

**Utilisation simple et confortable**

Malgré les nombreuses fonctions intégrées, «multicare» est facile à utiliser: les écrans tactiles intégrés à la tête du lit sont au niveau des yeux et utilisables à tout moment. Et la commande par menu est intuitive.

Kristien Menten de l'hôpital de Wolhusen, enthousiaste: «Le lit «multicare» offre une multitude de possibilités – et reste cependant simple à utiliser. Nous aimons le mettre au service des patients.» Raison pour laquelle l'achat de cinq à six de ces lits supplémentaires est prévu.



Les écrans tactiles fixés sur les deux barrières de sécurité latérales sont à hauteur des yeux quelle que soit la position du lit, et facile à utiliser.

Annett Wilke de l'hôpital de Sursee rajoute: «Nous sommes très satisfaits de ce lit de soins intensifs. Il se laisse davantage baisser que d'autres lits de soins intensifs et son positionnement cardiaque est également meilleur. La mobilisation des patients grâce au Mobi-Lift est très bonne.» Et, bien entendu, elle apprécie également les possibilités offertes de rotation et de thérapie latérale: «Grâce à la rotation latérale jusqu'à 60°, manuelle et individuellement programmable, nous n'avons à l'avenir plus besoin de locations de lits onéreuses.»

**Tester les avantages au quotidien en milieu clinique**

Le lit de soins intensifs «multicare» est distribué en Suisse par Bigla SA. Elle tient un exemplaire de démonstration à votre disposition dans le showroom à Biglen BE. Sa multifonctionnalité peut être testée in situ à tout moment sur rendez-vous. De surplus, il est possible de mettre à l'épreuve le lit de soins intensifs pendant quelques semaines dans votre propre hôpital ou clinique.

«La combinaison de nouvelles possibilités et de celles qui ont fait leur preuve ne se révèle vraiment qu'au quotidien des soins», explique Thierry Veronese, délégué pour la Suisse romande pour Bigla. Il en est convaincu: «Celui qui place et utilise «multicare» à côté de ses lits de soins intensifs existants, ne peut rapidement plus renoncer à ses nombreuses nouveautés.»



Le lit de soins intensifs «multicare» est un concentré de haute technologie au service des patients et du personnel soignant – mais reste cependant facile dans son utilisation.